

お客様の「安全」な食品づくり 皆様の「安心」できる食生活のために



「安全」で「安心」な
食品

食品検査

- 栄養成分分析
- 残留農薬、アレルギー
- 賞味消費期限検査
- 各種微生物検査
- 異物検査、異臭検査

検便検査

- 赤痢、サルモネラ
- 腸管出血性大腸菌O-157
- ノロウイルス検査
(リアルタイムPCR法)

衛生管理

- 設備・器具の拭取り検査
- 施設内の目視調査
- HACCP構築支援



株式会社 千葉衛生科学検査センター




〒262-0048 千葉県千葉市花見川区柏井1-4-18
TEL: 043-307-8620 FAX: 043-307-8630
URL: <https://hse-chiba.com>



TOYOBO

Ideas & Chemistry

ふき取り検体から簡便・迅速にノロウイルスを濃縮・検出 ノロウイルス検出キット G1/G2 - ふき取り -



濃縮・反応液の調製

リアルタイム PCR

ふき取りから検出まで最短 1 時間

会社

事業部 (大阪)
FAX 06-6348-3833
nce@toyobo.jp

ライフサイエンス事業部 (東京)
TEL 03-6887-8819 FAX 03-6887-8951
(E-mail) order_lifescience@toyobo.jp


(E-mail) tech_osaka@toyobo.jp (web) <http://lifescience.toyobo.co.jp/>

コロニーカウントレボリューション
シャーレ最大300枚の培養・コロニーカウントまで全自動処理
ScanStation

株式会社セントラル科学貿易
TEL : 03-5627-8170
<https://www.cscjp.co.jp>

ScanStationの販売・アフターサービスまで
セントラル科学貿易にお任せください！

インキュベーターとコロニーカウンター
を搭載。シャーレ最大300枚の培養からコロ
ニーカウントまでを全自動処理。リアルタ
イムでコロニーの生育をモニタリング。コ
ロニーを生育初期段階で検出することで従



来の分析時間の1/3で結果の予測が可能。測定結果、動画を含むデータはアーカイブされ、いつでも
確認が可能。ALCOA/ALCOA+、CFR21 Part11に対応。

無償デモお申し込みで「選べるプレゼント」実施中！詳細はお問い合わせください。

ノロウイルス食中毒対策には、
リアルタイムRT-PCR検査をご利用ください。
ノロウイルス検査（リアルタイムRT-PCR法）

株式会社千葉衛生科学検査センター
TEL : 043-307-8620
<https://hse-chiba.com/>

リアルタイムRT-PCRとはノロウイルスを検出できる性能が極めて高いのが特徴です。逆転写反応
(Reverse Transcription) とリアルタイムPCR反応を同時に行う検査です。

大量調理施設衛生管理マニュアルでも、高感度検査を勧めています。

【ノロウイルス感染の注意点】

ノロウイルスは感染力の強いウイルス2次感染・2次汚染に要注意！／感染しても症状が出ない人がいる！
／症状が回復しても1～2週間から1ヶ月間、糞便中にウイルスを排出し続けます。／一度感染しても繰り返し感
染します。／家族内で繰り返し感染する場合があります。

【このような時に検査をお勧めします】

嘔吐・下痢・発熱の症状がある方！／職場内に嘔吐・下痢・発熱の症状の人がいる方！／ご家族に嘔吐・下痢・
発熱の症状の人がいる方！／ノロウイルスと診断され、症状が治まった方！

《検査項目・内容》


ノロウイルス検査（リアルタイムRT-PCR法）※受付数には限りがあります。

■報告納期：当日※事前連絡、当日午前着の場合

■検体量：小豆大程度の量を採便してください。

●● 検査の流れ ●●

1. 検体準備



5～10%
検便懸濁液
(遠心液)




2. 試薬調製・検出




検便懸濁液上清をPCR反
応液に添加



3. 結果判定



4. 報告書



※写真および図はタカラバイオ社HPより借用、無断転載不可